



## L'Edito du trimestre

L'été 2015 fut marqué par le renforcement de nos activités avec notre partenaire historique **RAL DIAGNOSTICS**.

Fruit d'un long travail de sensibilisation de l'ensemble du corps médical, 17 RAL STAINER ont été installés en août dernier en Côte d'Ivoire pour le PNT.

A Abidjan comme dans les hôpitaux de zone ivoiriens, **l'automatisation s'impose comme gage de qualité.**



Le RAL STAINER, automate polyvalent, réalise les colorations de routine aussi bien en hématologie, bactériologie que mycobactériologie. Grâce à sa technologie de pointe il respecte les dernières normes en matière de standardisation, traçabilité et reproductibilité du laboratoire.

Vous aussi, adoptez la qualité en choisissant le RAL STAINER !

**Pour plus d'informations**  
**contactez-nous.**

## PASSONS A L'AUTOMATISATION AVEC RAL ET SEBIA !

# sebia®

electrophoresis

### L'HEMOGLOBINE GLYQUEE AVEC SEBIA !

Le diabète est le grand fléau d'Afrique : l'OMS prévoit une augmentation des cas de plus de 109% entre 2013 et 2035.

Sebia facilite son suivi en analysant l'Hb1ac avec ces 2 automates d'électrophorèse : le **Minicap Flex Piercing** et **Capillarys 2 Flex Piercing**.

Les résultats sont plus précis et moins soumis aux interférences liées au statut clinique du patient. Son analyse est aussi moins contraignante pour le patient qui n'a pas besoin d'être à jeun.

#### **Le MINICAP et Le CAPILLARYS en 4 mots :**

Instruments d'électrophorèse capillaire polyvalents

#### **->Performance :**

MINICAP : 8 à 20 échantillons/heure selon l'analyse

CAPILLARYS : 37 échantillons/heure

Chargement continu

Archivage illimité pour le Capillarys

#### **->Sécurité :**

Cap piercing, traçabilité tube primaire au résultat final

#### **->Complet :**


Large menu de tests - Protéine, Immunotypage, Hémoglobine, Urine, Immunotypage urine, CDT et HbA1c

#### **->Intuitif :**

Logiciel Phoresis rapide et convivial



*Minicap Flex Piercing*



*Capillarys 2 Flex Piercing*